

Spécifications de PC pour exécuter le logiciel DWOS

Version 2.3 4/4/2018

Spécifications recommandées pour utiliser le logiciel DWOS:

- CPU: Quatre coeurs 3.30 GHz [Intel Core i5 3.30 GHz]
- Mémoire RAM: 16 Gigaoctets
- Carte graphique: ATI Radeon HD6570, 1GB
- Disque dur (HD): 500 Gigaoctets 7200 rpm
- Réseau avec connection Internet
- Écran 22" 1080p (Recommandé)
- Clavier USB
- Souris USB (deux boutons et molette de défilement)

Composantes optionnelles:

- Souris 3D (compatible avec 3DConnexion - Space Navigator, Spacemouse Pro et Space Explorer)

Système d'opération:

- Windows 7 (édition 64-bit)

Spécifications additionnelles si le PC exécute un scanneur 5Series:

- Quatre (4) ports USB. Deux (2) de ceux-ci doivent être libres une fois que le clavier et la souris sont connectés.
- Un (1) 1394A connecteur Firewire avec Texas Instrument chipset (Vantek UGT-FW210 garanti compatible)
seulement si le 5Series est PGR Firewire.