



coDiagnostiX® Software di pianificazione implantare

VERSIONE 9.14 – CARATTERISTICHE DELLA LICENZA IN BREVE

	PRODUCER	CLIENT	EASY	EASY CHAIRSIDE
Pianificazione				
Interfaccia di utilizzo EASY	●	●	●	●
Curva panoramica	●	●	●	●
Sistema di coordinate paziente	●	●	●	●
Pianificazione di impianti, abutments e guaine	●	●	●	●
Libreria di impianti completa	●	●	●	●
Sicurezza				
Rilevazione nervo	●	●	●	●
Avviso distanza	●	●	●	●
Importazione dati				
Importazione Dicom	●	●	●	●
Importazione di modelli e scansioni intraorali	●	●	●	●
Integrazione CARES® / DWOS® Connect	●	●	●	●
Dati di uscita				
Stampe esterne	●	●	●	●
iChiropro	●	●	●	●
Visualizzatore iPad	●	●	●	●
Sistema di navigazione esterno (mininavident)	●			
Guide chirurgiche				
Progettazione guida chirurgica	●	●	●	●
Esportazione guida chirurgica	●			●
Collaborazione				
Trasferimento casi via caseXchange™	●	●	●	
Trasferimento di casi tramite scambio di archivi	●	●		
Pianificazione multi-sede (database di rete) *	●	●		
Pianificazione protesicamente guidata				
Dente virtuale	●	●		
CARES® / DWOS® Synergy	●	●		
Interfaccia CAD di terze parti	●	●		
Pianificazione avanzata				
Misurazioni di distanza	●	●	●	●
Misurazioni di distanza continua	●	●		
Misurazioni angoli	●	●		
Interfaccia utente EXPERT	●	●		
Note	●	●		
Aumento	●	●		
Gestione immagini	●	●		
Progettazione impianto	●	●		
Sistema guaine personalizzato	●	●		
Procedura di doppia scansione	●	●		
Supporto per casi di edentulia	●	●		
Segmentazione	●	●		
Valutazione del trattamento *	●	●		
Esportazione pianificazione virtuale	●			