

coDiagnostiX®

Implantatplanungssoftware

Vorhersagbare und gleichbleibende Ergebnisse

Etablierte und am Markt bewährte Lösung

300.000+ FÄLLE


20+ JAHRE



Vorhersagbare Ergebnisse für Sie. Weniger Sitzungen für Ihre Patienten.

coDiagnostiX ist eine leistungsstarke und zugleich benutzerfreundliche digitale Lösung für die Platzierung von Dentalimplantaten und die Konstruktion hochpräziser, patientenspezifischer chirurgischer Schablonen.

- Mehr Vertrauen und Sicherheit
- Mehr Komfort für den Patienten
- Schnellere Realisierungszeiten
- Kürzere Behandlungszeiten
- Umfassende Falldokumentation
- Komplexe Behandlungsworkflows abbildbar



#IChoose

“Ich habe mich für coDiagnostiX entschieden, weil es mir eine großartige Gelegenheit bietet, die klinischen Ergebnisse in meiner Praxis zu verbessern. Es erlaubt mir eine Leistungssteigerung, weil ich genau prüfen kann, welche Art implantatgetragener Restauration und Geweberegeneration nötig ist und wo.”

Dr. Andrea Pandolfi, Implantologe
Studio Dentistico Pandolfi
Aprilia (Lazio), Italien

Die leistungsstarke und einfach zu bedienende Digitallösung

Hochpräzise und individuelle chirurgische Schablonen

Der Schablonendesigner in coDiagnostiX bietet äußerst flexible Designtools, mit denen Sie chirurgische Schablonen erstellen können, die genauestens auf die anatomische Situation Ihres Patienten zugeschnitten sind.

- Zeitsparender Design-Assistent
- Zahn-, schleimhaut- oder knochengetragene Schablonen sowie kombinierte Varianten möglich
- Palatinale Abstützung und/oder laterale Fixierung zur Unterstützung zahnloser Fälle

Mit coDiagnostiX designte chirurgische Schablonen können sowohl in-house, von einem Labor vor Ort oder zentralen Serviceanbietern produziert werden, was Ihnen größtmögliche Flexibilität gewährt.



coDiagnostiX
WORKFLOW-Video:



Profitieren Sie von einem offenen System und einem durchgehend digitalen Workflow.

Dank des vollständig digitalen Workflows wird keine Scanschablone benötigt. Offene Schnittstellen gewährleisten Kompatibilität mit allen Implantat- und Hülsensystemen sowie offenen Scannern und Fertigungslösungen:

- Kompatibel mit allen offenen CT-/DVT-Geräten, Intraoral-, Modell- und Abdruckscannern sowie offenen CAD/CAM-Lösungen
- Regelmäßig aktualisierte Bibliothek mit Implantat-, Hülsen- und Sekundärteilsystemen einer Vielzahl von Herstellern enthalten
- Erstellung eigener Elemente für ganz individuelle Anforderungen möglich



Vernetzen Sie sich mit Ihren Kooperationspartnern mittels nahtloser Kommunikationstechnologien

DWOS® Connect Verbindet Zahnmediziner und Labore rund um den Globus

Mit wenigen Klicks können Scans, die mit 3D-Scannern von Dental Wings angefertigt wurden, per DWOS Connect versendet und ganz einfach in coDiagnostiX importiert werden.



caseXchange™ Kommunikationsplattform für coDiagnostiX-Nutzer

Schicken Sie Falldaten an ein Labor zur Herstellung von Schablonen oder der Erbringung zugehöriger Leistungen.


- Tauschen Sie Falldaten mit einem Fachkollegen oder Experten, um eine Zweitmeinung oder Expertenrat einzuholen.
- Versenden Sie Falldaten an die coDiagnostiX® iPad App, um den Fall Ihrem Patienten zu präsentieren.

DWOS® Synergy

Optimieren Sie Ihre Behandlungsergebnisse durch kollaborative Planung.

Integrieren Sie chirurgische und prothetische Workflows durch Echtzeit-Fall-Sharing zwischen coDiagnostiX und Dental Wings DWOS CAD/CAM zur Beschleunigung Ihrer Arbeit.

Für die Zusammenarbeit mit CAD-Systemen von Drittherstellern hält coDiagnostiX eine separate offene Schnittstelle bereit.



Neu! coDiagnostiX EASY





Jetzt erhältlich.

Schlanke Nutzeroberfläche mit komplettem Workflow: von der Datensatz-Ausrichtung bis zum Export chirurgischer Schablonen.

Der EASY-Modus eignet sich ideal für Behandler, die Konstruktionsleistungen durch ein Labor oder Planungszentrum ausführen lassen.

- Schrittweise Benutzerführung
- Übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche
- Moderne Optik

Dental Wings hält attraktive Lizenzen bereit, die ausschließlich im EASY-Modus laufen. [Siehe Tabelle "coDiagnostiX-Lizenzfunktionen auf einen Blick"](#).



coDiagnostiX - Lizenzfunktionen auf einen Blick

Basierend auf coDiagnostiX 9.14

	PRODUCER	CLIENT	EASY	EASY CHAIRSIDE
Planung				
EASY-Modus	●	●	●	●
Panoramakurve	●	●	●	●
Patientenkoordinatensystem	●	●	●	●
Planung v. Implantaten, Sekundärteilen & Hülsen	●	●	●	●
Umfassende Implantatbibliothek	●	●	●	●
Sicherheit				
Nerverkennung	●	●	●	●
Abstandswarnung	●	●	●	●
Datenimport				
DICOM-Import	●	●	●	●
Import von Modell- & Intraoralscans	●	●	●	●
Integration von CARES® / DWOS® Connect	●	●	●	●
Datenausgabe				
Ausdrucke	●	●	●	●
iChiropro	●	●	●	●
iPad-Betrachter	●	●	●	●
Externe Navigation (Mininavident)	●			
Chirurgische Schablonen				
Designen chirurgischer Schablonen	●	●	●	●
Exportieren chirurgischer Schablonen	●			●
Zusammenarbeit				
Versenden von Fällen per caseXchange™	●	●	●	
Versenden von Fällen per Archive Exchange	●	●		
Mehrplatzplanung (Netzwerkdatenbank)*	●	●		
Prothetikgestützte Planung				
Virtuelle Zähne	●	●		
CARES® / DWOS® Synergy	●	●		
CAD-Schnittstelle zu Drittanbietern	●	●		
Erweiterte Planung				
Streckenmessung	●	●	●	●
Fortlaufende Streckenmessung	●	●		
Winkelmessung	●	●		
EXPERT-Modus	●	●		
Anmerkungen	●	●		
Beschriftung	●	●		
Bildverwaltung	●	●		
Implantatdesigner	●	●		
Generisches Hülsensystem	●	●		
Dual-Scan-Verfahren	●	●		
Unterstützung für Zahnlosfälle	●	●		
Segmentierung	●	●		
Behandlungsauswertung*	●	●		
Virtueller Planungsexport	●			

*Optionale Funktionen. Auf besondere Anfrage verfügbar.

Für Lizenzen mit einem limitierten Funktionsumfang ist jederzeit ein Upgrade möglich.

Erfahren Sie mehr über coDiagnostiX®: dentalwings.com/de/codiagnostix-praxen/

Download einer coDiagnostiX®-**Demoversion** unter: codiagnostix.com/demo

Vertrieb durch:

Straumann GmbH

Heinrich-von-Stephan-Straße 21
79100 Freiburg

T +49 761 4501-336

W www.straumann.de

