

coDiagnostiX®

Implantatplanungssoftware

Steigern Sie Ihre Effizienz und Produktivität.

Etablierte und am Markt bewährte Lösung

300.000+ FÄLLE


20+ JAHRE



Steigern Sie Effizienz und Produktivität in Ihrem Labor.

coDiagnostiX ist eine offene Software-Komplettlösung, mit der Implantate geplant und hochgenaue, patientenspezifische chirurgische Schablonen designt werden können.

- Kurze Durchlaufzeiten
- Erschließung neuer Umsatzfelder
- Stärkung der Zusammenarbeit mit Ihren Behandlern
- Besserer Sitz implantatgetragener Restaurationen



Digitale Komplettlösung mit vollem Funktionsumfang

- Leistungsfähige Planungs- und Designtools für die verschiedensten Anforderungen
- Integration chirurgischer und prothetischer Workflows
- Spezialworkflows zur Unterstützung komplexer Behandlungsszenarien
- Integrierte Kommunikationsplattform zur Unterstützung der Leistungserbringung durch das Labor



“Ich habe mich für coDiagnostiX entschieden, weil es mir eine großartige Gelegenheit bietet, die klinischen Ergebnisse in meiner Praxis zu verbessern. Es erlaubt mir eine Leistungsmaximierung, weil ich genau prüfen kann, welche Art implantatgetragener Restauration und Geweberegeneration nötig ist und wo.”


Dr. Andrea Pandolfi, Implantologe
Studio Dentistico Pandolfi
Aprilia (Lazio), Italien

Die leistungsstarke und einfach zu bedienende Digitallösung

Hochpräzise und individuelle chirurgische Schablonen

Der coDiagnostiX-Schablonendesigner stellt äußerst flexible Designtools zur Verfügung, mit denen Sie chirurgische Schablonen erstellen können, die genauestens auf die anatomische Situation Ihres Patienten zugeschnitten sind.

- Zeitsparender Design-Assistent
- Zahn-, schleimhaut- oder knochengetragene Schablonen sowie kombinierte Varianten möglich
- Palatinale Abstützung und/oder laterale Fixierung zur Unterstützung zahnloser Fälle
- Unterstützung für Dual-Scan-Workflow



Die Ausgabe im offenen STL-Format ermöglicht den automatisierten und für hohe Stückzahlen geeigneten 3D-Druck chirurgischer Schablonen

coDiagnostiX
WORKFLOW-Video:



Profitieren Sie von einem offenen System und einem durchgehend digitalen Workflow.

coDiagnostiX verfügt über eine offene Architektur und Schnittstellen, die Kompatibilität mit allen offenen CT- und DVT-Geräten, offenen Intraoral-, Modell- und Abdruckscannern sowie offenen CAD/CAM-Systemen ermöglichen.

coDiagnostiX bietet eine umfangreiche und regelmäßig aktualisierte Bibliothek mit:

- Implantat-, Hülsen- und Sekundärteilsystemen verschiedenster Hersteller
- Möglichkeit, für ganz individuelle Zwecke eigene Elemente zu erstellen

Der Datenexport im offenen STL-Format erlaubt die lokale Produktion chirurgischer Schablonen mit kostengünstigen und für hohe Stückzahlen geeigneten Fertigungstechnologien.



Vernetzen Sie sich mit Ihren Kooperationspartnern mittels nahtloser Kommunikationstechnologien.

DWOS® Connect

Verbindet Zahnmediziner und Labore rund um den Globus

Mit wenigen Klicks können Scans, die mit 3D-Scannern von Dental Wings angefertigt wurden, per DWOS Connect versendet und ganz einfach in coDiagnostiX importiert werden.



caseXchange™

Kommunikationsplattform für coDiagnostiX-Nutzer


Tauschen Sie Falldaten mit angeschlossenen Behandlern zur Herstellung von Schablonen oder der Erbringung zugehöriger Leistungen aus.

DWOS® Synergy

Optimieren Sie Ihre Ergebnisse durch gemeinsame Planung.

Integrieren Sie chirurgische und prothetische Workflows durch Echtzeit-Fall-Sharing zwischen coDiagnostiX und Dental Wings DWOS CAD/CAM zur Beschleunigung Ihrer Arbeit.

Für die Zusammenarbeit mit CAD-Systemen von Drittherstellern steht eine separate offene Schnittstelle bereit.



Erschließen Sie neue Umsatzfelder durch Anbindung an eine compatible CAD/CAM-Lösung.

Profitieren Sie von digitalen Falldaten und dem Zugang zu Implantatfällen.

- Designen und produzieren Sie temporäre Restaurationen oder individuelle Gingivaformer für die Bereitstellung zum Zeitpunkt der Implantatinserterion.
- Erbringen Sie zugehörige prothetische Leistungen.

Neu! coDiagnostiX EASY

Jetzt erhältlich.





Schlanke Nutzeroberfläche mit komplettem Workflow: von der Datensatz-Ausrichtung bis zum Export chirurgischer Schablonen.

Der coDiagnostiX EASY-Modus eignet sich ideal für eingebundene Behandler, um den Schulungsaufwand zu verringern.

- Schrittweise Benutzerführung
- Übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche

Dental Wings hält attraktive Lizenzen bereit, die ausschließlich im EASY-Modus laufen.

[Siehe Tabelle "coDiagnostiX-Lizenzfunktionen auf einen Blick"](#).



coDiagnostiX - Lizenzfunktionen auf einen Blick

Basierend auf coDiagnostiX 9.14

	PRODUCER	CLIENT	EASY	EASY CHAIRSIDE
Planung				
EASY-Modus	●	●	●	●
Panoramakurve	●	●	●	●
Patientenkoordinatensystem	●	●	●	●
Planung v. Implantaten, Sekundärteilen & Hülsen	●	●	●	●
Umfassende Implantatbibliothek	●	●	●	●
Sicherheit				
Nerverkennung	●	●	●	●
Abstandswarnung	●	●	●	●
Datenimport				
DICOM-Import	●	●	●	●
Import von Modell- & Intraoralscans	●	●	●	●
Integration von CARES® / DWOS® Connect	●	●	●	●
Datenausgabe				
Ausdrucke	●	●	●	●
iChiropro	●	●	●	●
iPad-Betrachter	●	●	●	●
Externe Navigation (Mininavident)	●			
Chirurgische Schablonen				
Designen chirurgischer Schablonen	●	●	●	●
Exportieren chirurgischer Schablonen	●			●
Zusammenarbeit				
Versenden von Fällen per caseXchange™	●	●	●	
Versenden von Fällen per Archive Exchange	●	●		
Mehrplatzplanung (Netzwerkdatenbank)*	●	●		
Prothetikgestützte Planung				
Virtuelle Zähne	●	●		
CARES® / DWOS® Synergy	●	●		
CAD-Schnittstelle zu Drittanbietern	●	●		
Erweiterte Planung				
Streckenmessung	●	●	●	●
Fortlaufende Streckenmessung	●	●		
Winkelmessung	●	●		
EXPERT-Modus	●	●		
Anmerkungen	●	●		
Beschriftung	●	●		
Bildverwaltung	●	●		
Implantatdesigner	●	●		
Generisches Hülsensystem	●	●		
Dual-Scan-Verfahren	●	●		
Unterstützung für Zahnlosfälle	●	●		
Segmentierung	●	●		
Behandlungsauswertung*	●	●		
Virtueller Planungsexport	●			

*Optionale Funktionen. Auf besondere Anfrage verfügbar.
Für Lizenzen mit einem limitierten Funktionsumfang ist jederzeit ein Upgrade möglich.

Erfahren Sie mehr über coDiagnostiX®: dentalwings.com/de/codiagnostix-labor/

Download einer coDiagnostiX®-**Demoversion** unter: codiagnostix.com/demo

Vertrieb durch:

Straumann GmbH

Heinrich-von-Stephan-Straße 21
79100 Freiburg

T +49 761 4501-336

W www.straumann.de

