

Modell- und Abdruckscanner 7SERIES


Der 7Series-Scanner, der sich durch eine hohe Scangenaugigkeit sowie eine zukunftsweisende Ergonomie und Funktionalität auszeichnet, steigert Ihre Produktivität und Effizienz deutlich. Das mit diversen DWOS-Design-Applikationen ausgelieferte Gerät ist für mittlere bis große Dentallabore geeignet.



Enthaltenes Zubehör:

- ▶ Integrierter Computer mit 64-Bit-Prozessor
- ▶ Abdruckhalter
- ▶ Kalibrierungs-Kit
- ▶ Automatischer Multidie-Halter (Scannen und Designen von bis zu 30 Elementen in 12 Minuten, ohne Bedieneringriff)

Wählen Sie zwischen den DWOS-Paketen **Synergy** und **Productivity**



Technische Daten	7Series
Scanvolumen	140 x 140 x 140 mm (5,51 x 5,51 x 5,51")
Optische Technologie	Laserprodukt Klasse 1, 2 Hochgeschwindigkeitsmesskameras, 1 Farbvideokamera
Anzahl Achsen	5 (3 Rotation 2 linear)
Integrierter Computer & Betriebssystem	Core i7, 32 GB RAM, 4 GB RAM Grafikkarte Windows 10, 64 Bit
Genauigkeit ¹	15 µm
Ausgabeformat	STL & unterstützte Partnerformate
Scanbare Materialien	Gips, Waxup und Abdrücke

¹Basierend auf den Dental-Wings-Teststandards.



Dental Wings GmbH
Düsseldorfer Platz 1
09111 Chemnitz
Deutschland

DENTAL WINGS und/oder andere hier erwähnte Marken und eingetragene Marken von Dental Wings sind Marken oder eingetragene Marken von Dental Wings.

29-0401-DE v1.0

© 2020 Dental Wings Inc.
A Straumann Group Brand.

Kontakt für coDiagnostiX:
coDiagnostiX@dental-wings.com
Kontakt für alle anderen Produkte:
support.de@dental-wings.com

dentalwings.com/brochures

